

## EINLADUNG

Workshop:	<b>Intraorale Röntgenpositionierung Positionierungstraining für die Praxis</b>
Referentin:	Sabrina Seischab, Fa. Dentsply Sirona
Ort:	GERL. München, Steinerne Furt 78, 86167 Augsburg
Termin:	<b>Mittwoch, 15. Mai 2019, 14:00 - 17:30 Uhr</b>
Kursgebühr:	€ 39,- zzgl. MwSt. <b>Partnertarif</b> € 69,- zzgl. MwSt. <b>Normaltarif</b>
Anmeldung:	per Fax unter 0821 748263-29

Beim Intraoral Röntgen macht die richtige Anwendung den Unterschied. Ziel sind Bilder in höchster Qualität und Zeichenschärfe für eine rechtssichere Diagnostik, jederzeit reproduzierbar und die Optimierung von Prozessen und Patientenkomfort. Haltersysteme erfüllen all diese Ansprüche.

Egal, ob Sie mit Intraoral Sensoren, Speicherfolien oder Röntgenfilmen arbeiten. Mit den richtigen Handgriffen und der optimalen Technik erhalten Sie nicht nur perfekte Röntgenbilder, sondern auch zufriedene Patienten.

Erleben Sie live, wie einfach Intraorales Röntgen ist. Wir laden Sie herzlich zu unserem Intraoralen Positionierungstraining ein, um gemeinsam mit der Intraoral-Röntgen-Spezialistin Frau Seischab im Hands-on Workshop rund um die Themen Aufnahmetechniken, Positionierung und Haltersystemen zu behandeln und sich mit Kolleginnen auszutauschen.

### Seminarinhalt:

- Theoretische Grundlagen zum Röntgen
- Rechtliche Aspekte zum Thema Röntgen
- Vergleich der Handhabung von Speicherfolienscanner, Sensoren und Film
- Erklärung der Rechtwinkel-Parallel- und Halbwinkeltechnik
- Vorstellung der unterschiedlichen Haltersysteme
- Auf- und Nachbereitung beim Röntgen
- Übungen am Phantomkopf: Hands-on Positionierung mit der Paralleltechnik mit Hilfe verschiedener Haltersysteme

Dieses Seminar ist keine Röntgen-Nachschulung nach der neuen RöV.  
In der Pause ist für Ihr leibliches Wohl gesorgt!

Mit freundlichen Grüßen  
GERL. Akademie

