

# EINLADUNG

Workshop: **CEREC - SCHNUPPERSTUNDE**  
Referent: Robert Wöhe, Hightech-Spezialist,  
Dentalcoach der GERL. Akademie  
Ort: GERL. Berlin. Am Borsigturm 62, 13507 Berlin  
Termin: **Mittwoch, 27. Februar 2019, 14:30-16:00 Uhr**  
Kursgebühr: € 30.- zzgl. MwSt. **Partnertarif**  
€ 50.- zzgl. MwSt. **Normaltarif**  
**Die Höhe der Kursgebühr richtet sich nach dem geleisteten Materialumsatz im Kalenderjahr!**  
Anmeldung: per Fax/ Mail an: 030430944625/berlin@gerl-dental.de oder  
online unter: [www.gerl-akademie.de](http://www.gerl-akademie.de) - Veranstaltungen

In diesem Seminar werden die Vorteile der puderfreien Abformung mit der Sirona AC Omnicam und die direkte Prothetikerstellung mit der MC X Schleifmaschine erörtert. Sie bekommen einen Einblick in die Möglichkeiten dieses Systems. Gerne können Sie eine eigene Arbeit als OK und UK-Gipsmodell mit einer Inlay- oder Kronenpräparation zu diesem Termin mitbringen, sodass wir gemeinsam eine Versorgung aus Feldspat- oder Glaskeramik herstellen, die Ihrem Patienten eingesetzt werden kann. Die Kursgebühr beinhaltet die Herstellung und zur Verfügung gestellte keramische Versorgung und wird bei Kauf eines Sirona CEREC Gerätes innerhalb eines Jahres dem Kaufpreis angerechnet

**Workshopinhalte:**

- Vorstellung der CEREC Software und der Omnicam Kamera von Sirona
- theoretische und praktische Anwendung mit der Omnicam
- weitere Verarbeitungsmöglichkeiten des Datensatzes, Schnittstellen zur internen und externen Fertigung

In der Pause ist für Ihr leibliches Wohl gesorgt!

Mit freundlichen Grüßen  
GERL. Akademie



i.V. Harry Weiss  
Niederlassungsleiter GERL. Berlin