

EINLADUNG

Workshop: **3SHAPE TRIOS3 - SCHNUPPERSTUNDE**
Referent: Robert Wöhe, Hightech-Spezialist,
Dentalcoach der GERL. Akademie
Ort: GERL. Berlin. Am Borsigturm 62, 13507 Berlin
Termin: **Mittwoch, 27. Februar 2019, 13:00-14:30 Uhr**
Kursgebühr: € 30.- zzgl. MwSt. **Partnertarif**
€ 50.- zzgl. MwSt. **Normaltarif**
Die Höhe der Kursgebühr richtet sich nach dem geleisteten Materialumsatz im Kalenderjahr!
Anmeldung: per Fax/ Mail an: 03043094460/ berlin@gerl-dental.de oder
online unter: www.gerl-akademie.de - Veranstaltungen

Die Farbdarstellung und Scangeschwindigkeit des TRIOS3®-Intraoralscanners der Firma 3Shape sind einzigartig. In diesem zweistündigen Workshop möchten wir Ihnen die Vorteile der puderfreien Abformung näherbringen. Möchten Sie Ihren Patienten den Komfort einer abdruckfreien Versorgung bieten, den Zeitvorteil der digitalen Abformung und den schnellen Datenversand an Ihr Dentallabor nutzen?

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Prozesskette jederzeit kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren können.

Betrachten Sie die direkte prothetische Herstellung einer Versorgung als Vorteil für Ihre Praxis. Sie bekommen von uns einen Überblick über die Möglichkeiten dieses offenen Systems, die Indikationen der „Practice Lab“ Konstruktions-Software und anbindbaren Schleif- und Fräsmaschinen unterschiedlichster Hersteller.

Workshopinhalte:

- Vorstellung des 3Shape TRIOS Scanners in den verschiedenen Varianten
- theoretische und praktische Anwendung des TRIOS Scanners
- weitere Verarbeitungsmöglichkeiten des Datensatzes und Schnittstellen zur internen und externen Fertigung

In der Pause ist für Ihr leibliches Wohl gesorgt!

Mit freundlichen Grüßen
GERL. Akademie



i.V. Harry Weiss
Niederlassungsleiter GERL. Berlin