

EINLADUNG

Workshop:	Wurzelkanäle - sicher, einfach und schnell aufbereiten mit RECIPROC® - blue
Referentin:	Ilka Hahn, Medizinproduktberaterin der Firma VDW
Ort:	GERL. Dresden, Devrientstr. 5, 01067 Dresden
Termin:	Donnerstag, 29. August 2019, 13:00 – 16:00 Uhr
Kursgebühr:	€ 99,00 zzgl. MwSt. Partnertarif € 130,00 zzgl. MwSt. Normaltarif
Anmeldung:	per Fax 03 51-31 97 8-16 oder Mail: dresden@gerl-dental.de

Im Fokus stehen dabei das effiziente und sichere RECIPROC® Konzept und die integrierte, elektrische Längenbestimmung. Unabhängig von ihrer bisherigen Vorgehensweise optimieren Sie Ihr Behandlungskonzept. Durch eine bewährte klinische Methode, die höchsten Qualitätsanforderungen entspricht, wird der Wurzelkanal mit nur einem Instrument effizient und sicher aufbereitet.

Die elektrische Längenmessung ist heute ein wichtiger und zuverlässiger Schritt für eine erfolgreiche Endo-behandlung. Jedoch ist eine Einarbeitungszeit, um die nötige Routine zu erlangen, unerlässlich. In diesem Kurs wenden Sie die elektrische Längenmessung unter klinikähnlichen Bedingungen am Castillo-Modell mit extrahierten Zähnen an. Dies erleichtert Ihnen die Anwendung in der täglichen Praxis.

RECIPROC® ist ein neues Konzept der Wurzelkanalaufbereitung. Durch eine innovative Antriebstechnik und eine neue klinische Vorgehensweise, werden Wurzelkanäle in reziproker Feilenbewegung mit nur einem Instrument sehr einfach, sicher und schnell aufbereitet. In den meisten Fällen kann auf eine Handinstrumentierung verzichtet werden. Selbst bei schwierigen Anatomien sind so vorhersagbare Ergebnisse möglich. Im Kurs werden Sie mit der zweiten reziproken Feilengeneration von VDW, mit RECIPROC® *blue*, arbeiten. Die erhöhte Flexibilität und große Ermüdungsresistenz dieser Feile tragen dazu bei, Ihre Behandlungen noch sicherer zu machen.

GUTTAFUSION for RECIPROC® *blue* Ein System für die warme u. dreidimensionale Obturation, das schnell, einfach anwendbar und zudem perfekt auf die Formgebung der RECIPROC® *blue* Instrumente abgestimmt ist.

Aufgrund der ausgiebigen, praxisnahen Übungen können Sie das Erlernte sofort in die Praxis umsetzen.

- Kursinhalt:**
- Einweisung in die Systeme
 - Schallaktivierte Spülung mit **EDDY™**
 - Längenbestimmung mit dem VDW.GOLD RECIPROC® Motor (integr. Längenbestimmung)
 - Aufbereitung mit dem RECIPROC® Konzept mit RECIPROC® *blue*
 - Obturation mit GUTTAFUSION® for RECIPROC® *blue*

Vom Teilnehmer mitzubringen sind extrahierte, trepanierte Zähne (Pulpakammerdach vollständig entfernt).

Wir empfehlen, die Zähne in Kochsalzlösung oder Wasser zu lagern.

In der Pause ist für Ihr leibliches Wohl gesorgt.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre GERL. Akademie

