

EINLADUNG

Workshop:	Intraorale Röntgenpositionierung Qualitätssicherung beim Röntgen für Patient, Zahnarzt und Praxisteam
Referenten:	Victoria Becker, Dentsply Sirona Bianca Wandersee, Dozentin der go4life
Ort:	GERL. Köln, Industriestraße 131a, 50996 Köln (Rodenkirchen)
Termin:	Freitag, 05. Juli 2019, 13:00 - 17:00 Uhr
Kursgebühr:	€ 79,- zzgl. MwSt. Partnertarif € 99,- zzgl. MwSt. Normaltarif
Anmeldung:	per Fax unter 0221 80109-269

Bilder in höchster Qualität und Zeichenschärfe für eine rechtssichere Diagnostik und hohem Patientenkomfort sind Ihr Ziel? Beim Intraoral Röntgen macht die richtige Anwendung den Unterschied. Geeignete Haltersysteme unterstützen Sie hierbei. Ganz gleich, ob Sie mit intraoralen Sensoren, Speicherfolien oder Röntgenfilmen arbeiten: Mit den richtigen Handgriffen und der optimalen Technik erhalten Sie nicht nur perfekte Röntgenbilder, sondern auch zufriedene Patienten.

Erleben Sie live, wie einfach Intraorales Röntgen ist.

Teil 1:

- Aktuelle gesetzliche Regelungen gem. Strahlenschutzgesetz und Strahlenschutzverordnung
- Einweisungen, Unterweisungen und Dokumentation
- Vorstellung der unterschiedlichen Haltersysteme
- Vergleich der Handhabung von Speicherfolienscanner, Sensoren und Film
- Erklärung der Rechtwinkel-Parallel- und Halbwinkeltechnik

Teil 2:

- Einstellungstechnik mit Kofferdam
- Nadelmeßaufnahmen: praktische Anwendung und Exzentrische Einstellungstechnik in der Endometrie
- Auf- und Nachbereitung beim Röntgen
- Übungen am Phantomkopf: Hands-on Positionierung mit der Paralleltechnik mit Hilfe verschiedener Haltersysteme

In der Pause ist für Ihr leibliches Wohl gesorgt!

Mit freundlichen Grüßen
Ihre GERL. Akademie

