

EINLADUNG

Seminar:	Wurzelkanäle einfach sicher aufbereiten
Referent:	Andreas Sauter, Regional Sales Manager, Firma VDW
Ort:	GERL. Stuttgart, Schelmenwasenstr. 32, 70567 Stuttgart
Termin:	Mittwoch, 03. April 2019, 14:30 – 17:30 Uhr
Kursgebühr:	€ 190,- zzgl. MwSt. Partnertarif € 210,- zzgl. MwSt. Normaltarif
Anmeldung:	per Fax unter: 07 11-72 20 62-55

Im Fokus steht dabei das effiziente und sichere RECIPROC® Konzept und die integrierte, elektrische Längenbestimmung. Unabhängig von ihrer bisherigen Vorgehensweise optimieren Sie Ihr Behandlungskonzept. Durch eine bewährte klinische Methode, die höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen, wird der Wurzelkanal mit nur einem Instrument effizient und sicher aufbereitet.

Die elektrische Längenmessung ist heute ein wichtiger und zuverlässiger Schritt für eine erfolgreiche Endobehandlung. Jedoch ist eine Einarbeitungszeit, um die nötige Routine zu erlangen, unerlässlich. In diesem Kurs wenden Sie die elektrische Längenmessung unter klinikähnlichen Bedingungen am Castillo-Modell mit extrahierten Zähnen an. Dies erleichtert Ihnen die Anwendung in der täglichen Praxis. RECIPROC® ist ein neues Konzept der Wurzelkanalaufbereitung. Durch eine innovative Antriebstechnik und eine neue klinische Vorgehensweise, werden Wurzelkanäle in reziproker Feilenbewegung mit nur einem Instrument sehr einfach, sicher und schnell aufbereitet. In den meisten Fällen kann auf eine Handinstrumentierung verzichtet werden. Selbst bei schwierigen Anatomien sind so vorhersehbare Ergebnisse möglich. Im Kurs werden Sie mit der zweiten reziproken Feilengeneration von VDW, mit RECIPROC® *blue* arbeiten. Die erhöhte Flexibilität und große Ermüdungsresistenz dieser Feile tragen dazu bei, Ihre Behandlungen noch sicherer zu machen.

GUTTAFUSION for RECIPROC® *blue*

Ein System für die warme und dreidimensionale Obturation, das schnell und einfach anwendbar und zudem perfekt auf die Formgebung der RECIPROC® *blue* Instrumente abgestimmt ist.

Aufgrund der ausgiebigen, praxisnahen Übungen können Sie das Erlernte sofort in die Praxis umsetzen.

Kursinhalt:

- Einweisung in die Systeme
- Schallaktivierte Spülung mit EDDY™
- Längenbestimmung mit dem VDW.GOLD RECIPROC® Motor (integrierte Längenbestimmung)
- Aufbereitung mit dem RECIPROC® Konzept mit RECIPROC® *blue* und *R-Pilot*
- Obturation mit GUTTAFUSION® for RECIPROC® *blue*

Überzeugen Sie sich davon, wie so viel Einfachheit möglich ist!

Vom Teilnehmer mitzubringen sind: extrahierte, trepanierte Zähne (Pulpakammerdach vollständig entfernt). Wir empfehlen, die Zähne in Kochsalzlösung oder Wasser zu lagern.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre GERL. Akademie

